

 โรงพยาบาลศิริสาร หน้าที ๑/๑		
นโยบายและวิธีปฏิบัติ เลขที่ :PCT-WI-๐๔๓ แก้ไขครั้งที่ : ๑		
เรื่อง : แนวปฏิบัติการเตรียมโลหิตให้ผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน วันที่ประกาศใช้ : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐		
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : LAB, ER , LR ผู้จัดทำ : PCT		ผู้อนุมัติ : นายแพทย์มรรคาน เจ๊ะหลี่
แนวปฏิบัติการเตรียมโลหิตให้ผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน แพทย์มีคำสั่งการให้โลหิต ↓ หน่วยงานเขียนใบขอโลหิตฉุกเฉินตามแบบฟอร์มที่กำหนดชนิดโลหิต ↓ Uncrossmatch Group O, PRC, LPRC ↓ หน่วยงานโทรแจ้งห้อง LAB ↓ นำใบขอรับโลหิต พร้อมลายเซ็นแพทย์ นำใบนำส่งพร้อมส่งตัวอย่างโลหิต ๕ cc EDTA TUBE ของคนไข้มาที่ห้อง LAB และส่งรายการขอโลหิตทาง Hos- xp ↓ หากเจาะโลหิตไม่ได้ ให้เจาะโลหิตตามหลัง (มาโดยเร็ว) ↓ จ่ายโลหิตให้กับผู้มารับโลหิต ↓ ขนส่งอุณหภูมิ ๑-๑๐ องศา ↓ ทำ Crossmatch ต่อให้ครบทุกขั้นตอน ↓ ถ้า Crossmatch มีปัญหา ห้อง LAB จะโทรแจ้งเพื่อหยุดการให้โลหิตทันที		
ลงชื่อ (นางแวแอะเซาะ เจ๊ะคอ) เลขานุการคณะกรรมการ PCT	ลงชื่อ (นายแพทย์มรรคาน เจ๊ะหลี่) ประธานคณะกรรมการ PCT	ลงชื่อ (นายแพทย์ประมวล ทองอินทราช) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริสาร